

evogen™5 バイオ.微生物.カプセ

リニュー^ル 消臭濃縮クリーナー

バイオと臭気カプセル化技術で
即効性・持続性を兼ね備えた消臭剤


製品特長

自然が香りが悪臭を取り除く

エコベナイン(エコで安全)技術により
悪臭を中和・カプセル化して消臭

混合されたバチルスが、臭いの元を分解
長期間有効な消臭管理を実現

生分解性が高く、使用者・環境・素材に
も安全に使用出来る



用 途

■ 様々な箇所の消臭用

- ◆ トイレ ◆ ペット ◆ ごみ収集所 ◆ 車の内装
- ◆ 農業施設 ◆ 水処理施設 ◆ カーペット・布製品
- ◆ 火災現場 ◆ 洪水現場 ◆ タバコの煙



リニュー 消臭濃縮クリーナー

リニュー消臭濃縮クリーナーは、バイオ(微生物)を含んだ濃縮タイプの消臭剤です。革新的な**エコベナイン(エコで安全な)臭気被包形成技術**が、効果的に臭いの元をカプセル化(中和し、臭いの分子を閉ざす効果)し、**臭いをただちに包み込みます**。バクテリアは特別に混合されたバチルス種を使用しており、様々な有機物を減退し、アンモニアや硫化水素・揮発性脂肪酸・メルカプタン等の悪臭の元となる物質を分解する為、**長期間有効な消臭管理を実現**させます。エコベナイン技術により、使用者と環境に安全で、どんな素材にも安心して使用する事が出来ます。あらゆる場所で使用出来、**即効性・持続性を兼ね備えた画期的な消臭剤**です。

使用方法

【推奨希釈倍率】1 : 9 ~ 1 : 19

※臭いに応じて**原液**、または希釈倍率を上げてご使用ください。


キャニオンスプレー等を用いて本製品を臭いの気になる箇所にスプレーして下さい。

トイレ等の床で使用する場合はモッピングして下さい。
広い箇所での消臭や大量に使用する場合は、 FogMaster 等の噴霧器を使用して下さい。
臭いのひどい箇所では、**原液**のまま使用して下さい。

※トイレ・便器の洗浄用に『**ハードサーフェスクリーナー**』、小便器の尿石除去用に『**パワーブロック**』を併せてご使用すると、トイレ全体の洗浄・消臭管理が実現できます。

牛乳タンパク分解テスト

牛乳タンパク分解テスト




上記グラフは、リニュー消臭濃縮クリーナーに含まれる5種類の微生物によるタンパク質の分解を示したものです。酸素飽和度の減少により、分解されていることが分かります。

注意事項

- ◎ 子供の手の届かない所に保管してください。
 - ◎ 希釈後は早めにご使用ください。
 - ◎ 換気の良い場所に保管してください。直射日光は避けてください。
 - ◎ 詳細な注意事項が必要な場合は製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
- ※本製品は沈殿することがありますが、品質に問題はありません。

製品仕様

内 容	
主 成 分	バイオ(微生物)、界面活性剤
液性	中性
バクテリア含有量	673 億個/1L
使用可能温度	5~50℃



商 品 名	商 品 コード	サ イ ズ	梱 内 容
Evogen5 リニュー消臭濃縮クリーナー	GT EVOGEN12-5-5	5L	1 箱